

GARANTÍA

- Esta estructura de circonio tiene una garantía contra rotura de 2 años desde la fecha señalada.
- Se fabricará una estructura igual a la que se ha realizado. No se admiten nuevas impresiones, se realizará el mismo archivo STL original.
- En caso de archivos enviados por terceros, las estructuras no tendrán garantía por defecto de diseño o escaneado.
- La garantía sólo se hará efectiva con la presentación de este documento y la estructura rota.
- No nos responsabilizaremos de las estructuras, en ningún de sus tramos, que lleven piezas en extensión o cantiléver, por no ser recomendables en ningún caso de prótesis fija y aumentar el riesgo de rotura por cualquier lado.

INDICACIONES Y CONSEJOS DE CEMENTADO

- No cementar de forma provisional las estructuras de circonio, más del 90% de las roturas se deben a esta causa.
- Se recomienda usar para cementar las estructuras lonómeno de vidrio o un cemento de resina autoadhesivo o dual.
- No se deben hacer estructuras de mas de 9 piezas en un bloque ni con más de tres piezas póntricos en zonas masticatorias.
- No articular las estructuras antes de ser cementadas pues correrán un grave riesgo de rotura.
- El grosor mínimo del circonio es de 0.6mm, asegúrese de que exista como mínimo esta separación con el antagonista.